

Advantage™ pre-loaded I-125 lokalisatie zaadjes


De firma **IsoAid** produceert de Advantage™ I-125 zaadjes die speciaal zijn ontwikkeld voor gebruik als tumor marker.



De I-125 zaadjes worden pre-loaded in steriele, voorgewaxte naalden geleverd.

Deze naalden zijn leverbaar in 3 standaard uitvoeringen:

- ◆ 12 cm naaldlengte
- ◆ 7 cm naaldlengte
- ◆ 5 cm naaldlengte



I-125 zaadje

Advantage™ kenmerken:

- ◆ I-125 bronnen in 18G pre-waxed naalden, in drie lengtes leverbaar.
- ◆ Activiteit ca. **9 MBq** of ca. **2 MBq**.
- ◆ De naalden met bronnen worden per stuk steriel verpakt.
- ◆ De steriliteitstermijn van de naald + bron bedraagt **180** dagen
- ◆ Elke bron wordt geleverd met een verval schema, waardoor de activiteit op de dag van gebruik gemakkelijk af te lezen is.
- ◆ De naalden worden aangeleverd in een met lood afgeschermd zak, deze zak is bedoeld voor hergebruik.
- ◆ Het product is CE goedgekeurd als I-125 lokalisatiebron, verpakt in een naald, voor diagnostische doeleinden.



transport zak

CE 0086